

オゾン水生成器 トレビ・クリアゼロ FWO-3

気になる臭い、 菌を瞬間クリア

クリアゼロで生成したオゾン水は、キッチンやリビング、トイレや玄関などあらゆる場所の除菌と消臭に効果が期待できます。

TREVI
CLEAR ZERO
オゾン水生成器 トレビ・クリアゼロ
FWO-3




動画公開中


クリアゼロで生成したオゾン水の 除菌効果はどのくらい？

除菌について オゾン水に混和した15秒後の生菌数を観測する試験を実施
2種類の菌で99.9%以上の減少を確認

トイレやキッチンクロスなどの菌




まな板やシンク周りなどの菌




試験機関：株式会社 総合水研究所 報告書 No. N2008673(2020.06) 【試験方法】①オゾン水9.9mLを滅菌試験管にとり、10⁶個/mLに調整した菌液0.1mLを加えてよく混和する。②15秒、60秒後にその1mLを*中和液9mLに移す。中和液の生菌数を、SCDLP寒天培地混濁法により測定する。*中和液：大豆レシチン 2g ポリソルベート80 14g 精製水 1000mL pH 7.2 ※すべての菌に効果があるわけではありません。

ウイルス不活化 ウイルス不活化効果について証明する試験を実施
ウイルス(タイプA、エタイプB)の99%以上の減少を確認

ウイルス タイプA 食中毒のウイルス




ウイルス タイプB 風邪のウイルス



試験機関：(一財)日本食品分析センター受付番号：第20042188001-0101号 【テスト条件】生成直後のオゾン水：ウイルス液=10：1、15秒接触 感染価算出法：TCID50法 ※すべてのウイルスに効果があるわけではありません。

たった10分で驚きの消臭効果

試験機関：(一財)日本食品分析センター 受付番号：20039272001-0101号【テスト条件】クリアゼロで2分間生成したオゾン水を試料とした。悪臭物質としてアンモニア、イソ吉草酸の脱臭効果並びに酢酸のガス除去効果をガス検知管法により試験した。本製品で生成したオゾン水を悪臭物質を封入した袋に噴霧し、10分後の消臭率を測定。※すべての臭いに効果があるわけではありません。



オゾン水生成の簡単3ステップ



エレガントなデザインとユーザビリティ



安全安心 薬剤不使用、水道水と電気だけ

トレビ・クリアゼロは水道水を電気分解するだけで優れた除菌・消臭効果のあるオゾン水を生成します。

薬品を使っていないので、手肌に優しく、お子様のおもちゃやペット用品の除菌・消臭にもオススメです。

- お子様のおもちゃの除菌に
- 哺乳瓶洗浄後の除菌に
- お洋服や寝具の消臭に
- ペットの消臭に
- ペット用品の除菌に



オゾンは強い酸化作用で雑菌や臭いの元を一瞬で破壊し、除菌後は水と酸素に変わります。

トレビ・クリアゼロ FWO-3

メーカー希望小売価格：
49,500円(税込)



品名	オゾン水生成器 トレビ・クリアゼロ
品番	FWO-3
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz
定格入力	12W
質量	ボトルベース(アダプタ除く)：約0.2kg 本体ボトル(スプレーノズル含む)：約0.25kg
寸法(ボトルベース)	底面直径 8cm×高さ4cm
寸法(本体ボトル)	底面直径 7.5cm×奥行 8.6cm×高さ 25.5cm
設定モード	2min/1h
オゾン水生成量	250ml(水道水使用)
コードの長さ	約1.8m
同梱物	ボトルベース・本体ボトル・スプレーノズル2本
JAN	4951704883306



安全に関するご注意

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。■次の人には使用させないでください。・お子様だけで使わせたり、自分で操作できない人には使わせない。・お子様に本製品で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲で使用しない。■次の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。・ぜんそくなどの呼吸器系に持病や不安のある人。・オゾン特有の臭いが気になる人。・その他、使用中に頭痛など体調に変化を感じたときは、使用を中止し換気を行い、併せて医師に相談してください。■次の場所などでは使用しないでください。・油煙、可燃性ガス、金属製ホコリのある場所。・ストーブなどの火気の近くや、たばこを吸いながらの使用。・布団の中や、毛布をかぶせての使用。

●お問合せは…